

**FUJIFILM**

*Электронный видеобронхоскоп FUJIFILM*

**EB-530P**




Компания Fujifilm вышла на новый уровень эндоскопии бронхов малого калибра. Исключительно малый диаметр дистального конца 3,8 мм в сочетании с инструментальным каналом диаметром 1,2 мм расширяет возможности введения бронхоскопа в периферические бронхи.

Кроме того, как и все бронхоскопы Fujifilm, новый прибор позволяет получать превосходные изображения благодаря своим рабочим характеристикам и широкому углу обзора в 120 градусов.



### Технические характеристики

Угол поля зрения	120°
Глубина резкости	3–100 мм
Диаметр дистального конца	3,8 мм
Диаметр гибкой части	3,8 мм
Углы изгиба	ВВЕРХ/ВНИЗ, 180°/130°
Рабочая длина	600 мм
Общая длина	890 мм
Диаметр инструментального канала	1,2 мм



Общепринятое название: бронхоскоп, гибкий, видео