

FUJIFILM


Эндоскопический  
регулятор давления CO<sub>2</sub>

# GW-1

Повышает безопасность  
эндоскопических исследований и процедур



## Пример конфигурации системы



## Технические характеристики GW-1, эндоскопического регулятора давления CO<sub>2</sub> (помпы)

Электропитание	Напряжение	230 В 50 Гц 0,20 А
	Потребляемый ток	0,18 А
Размеры	210 x 170 x 500 мм	
Масса	10 кг (со стандартными принадлежностями)	
Используемый газ	CO <sub>2</sub> медицинского качества	
Индикатор газа	Имеется	